

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/mieszadlo-magnetyczne-podgrzewane-do-340c-rsm-01hs-phoenix-instrument-p-3062.html>

Mieszadło magnetyczne podgrzewane do 340°C RSM-01HS (Phoenix Instrument)



Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	RSM-01HS
Kod producenta	RSM-01HS
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Mieszadło magnetyczne serii **RSM-01** firmy PHOENIX INSTRUMENT oferuje idealny produkt do codziennej rutyny laboratoryjnej. Dwie wersje są dostępne z płytą grzewczą z powierzchnią ze stali nierdzewnej lub powierzchnią emaliowaną z porcelany. Funkcję ogrzewania można kontrolować za pomocą funkcji kontroli wewnętrznej, gdy podłączony jest opcjonalny czujnik temperatury PT-1000. Obszerna lista akcesoriów obejmuje wszystko, czego potrzebujesz od podstawki nad czujnikiem temperatury i podstawy do różnych zbiorników reaktora.

Opis ogólny.

- typowe mieszadło magnetyczne z funkcją podgrzewania
- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej (na zdjęciu wersja HP z płytą ceramiczną!)
- solidna metalowa obudowa, stopień ochrony IP 42
- wysoka moc mieszania
- 2 lata gwarancji
- szeroki wybór akcesoriów

Dane techniczne.

napięcie zasilania	200-240 VAC
moc	530 W
max. ilość płynu (H ₂ O)	20 l
maksymalne dł. mieszadełka	80 mm
prędkość	50...1500 rpm
sterowanie	analogowe
płyta ø, materiał	135 mm, stal nierdzewna
temperatura podgrzewania	otoczenie +5°C...340°C
wymiary	280 x 160 x 85 mm
stopień ochrony	IP42
waga	2,8 kg
model	RSM-01HS

Akcesoria (zamawiane osobno).

RSM-E 100 płytka nośna do płyt grzewczych ze stali nierdzewnej



- RSM-E 110 statyw czerwony - ćwiartka koła,
11 otworów, \varnothing 15,2 mm, głębokość 19 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105
- RSM-E 112 statyw purpurowy - ćwiartka koła,
4 otwory, \varnothing 28 mm, głębokość 24 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105
- RSM-E 130 statyw niebieski - ćwiartka koła,
4 otwory, \varnothing 28 mm, głębokość 30 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105
- RSM-E 140 statyw czarny - ćwiartka koła,
4 otwory, \varnothing 28 mm, głębokość 42,8 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105
- RSM-E 150 statyw zielony - ćwiartka koła,
8 otworów, \varnothing 17,75 mm, głębokość 19 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105
- RSM-E 160 statyw złoty - ćwiartka koła,
4 otwory, \varnothing 21,6 mm, głębokość 31,7 mm,
do użycia wraz z RSM-E 100/105



- RSM-E 170 blok reakcyjny do kolby okrągłodennej 50 ml
do stosowania z płytami grzejnymi ze stali nierdzewnej
- RSM-E 172 blok reakcyjny do kolby okrągłodennej 100 ml
do stosowania z płytami grzejnymi ze stali nierdzewnej
- RSM-E 174 blok reakcyjny do kolby okrągłodennej 250 ml
do stosowania z płytami grzejnymi ze stali nierdzewnej
- RSM-E 176 blok reakcyjny do kolby okrągłodennej 500 ml
do stosowania z płytami grzejnymi ze stali nierdzewnej



- RSM-E 200 mieszadełko magnetyczne, 10 x 6 mm, 1 sztuka
- RSM-E 205 mieszadełko magnetyczne, 15 x 8 mm, 1 sztuka
- RSM-E 210 mieszadełko magnetyczne, 20 x 8 mm, 1 sztuka
- RSM-E 215 mieszadełko magnetyczne, 25 x 8 mm, 1 sztuka
- RSM-E 220 mieszadełko magnetyczne, 30 x 8 mm, 1 sztuka
- RSM-E 225 mieszadełko magnetyczne, 40 x 6 mm, 1 sztuka
- RSM-E 230 mieszadełko magnetyczne, 50 x 6 mm, 1 sztuka
- RSM-E 130 chwytak do mieszadełka magnetycznego, 1 sztuka
- RSM-E 320 czujnik temperatury Pt-1000, 1 sztuka
- RSM-E 335 statyw do czujnika temperatury, 1 sztuka
- RSM-E 355 osłona, 1 sztuka

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.