

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wirowka-laboratoryjna-kliniczna-cd0412-phoenix-instrument-p-2796.html>



## Wirówka laboratoryjna kliniczna CD0412 (Phoenix instrument)

Dostępność	<b>Krótki czas realizacji</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>CD0412</b>
Kod producenta	<b>CD0412</b>
Producent	<b>Phoenix Instrument</b>

### Opis produktu



Kliniczna wirówka **CD0412** jest idealnym rozwiązaniem dla separacji materiałów w codziennej rutynie szpitalnej, klinicznej i laboratoriach badawczych.

Jej cicha praca gwarantuje **komfort pracy** użytkownika

**Nieskomplikowana obsługa i sterowanie** zapewnione są poprzez zastosowanie przejrzystego panelu obsługowego z klawiszami kontrolnymi, pokrętką sterującą i podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Dla **bezpieczeństwa obsługi** wirówka wyposażona jest w podwójny system blokady pokrywy, autokontrolę szybkości wirowania oraz system wewnętrznej autodiagnostyki. Rotory są wykonane jako bio-safe a wirówka odpowiada wszelkim międzynarodowym normom, standardom oraz regulacjom, także in vitro (IVD).

Przed dostawą każda wirówka **CD0412** jest poddawana sprawdzeniu i dostarczana jest z dokumentacją kwalifikacyjną.

#### Główne cechy.

- ▶ system automatycznej diagnostyki, kontrola prędkości wirowania
- ▶ przyjazny dla użytkownika, przejrzysty panel obsługowy z dużym wyświetlaczem LCD
- ▶ możliwość zaprogramowania dwóch parametrów: obrotów RPM lub przyspieszenia G,

- 
- obydwa są wyświetlane
- ▶ możliwość modyfikacji parametrów po osiągnięciu zadanej prędkości wirowania
  - ▶ funkcja PULSE szybkiego, krótkiego wirowania
  - ▶ ustawianie czasu wirowania, odliczanego po osiągnięciu ustawionej prędkości wirowania
  - ▶ gwarancja 2-letnia
  - ▶ indywidualna kwalifikacja wirówki

#### **Dane techniczne.**

prędkość	300...4500 rpm (obrotów na minutę)
	ustawiana w krokach co 100
maksymalna RCF	2490 g
czas / timer	0,5...99 minut lub ciągły
poziom hałasu	wymiary 26 x 25 x 14 cm
ciężar	6 kg bez rotora
rotor	12 x 15 ml (dostarczany w zestawie)
	pozostałe są wyposażeniem opcjonalnym

#### **UWAGA eksploatacyjna.**

Wirnik wirówki posiada miejsce na 12 probówek o objętości 10 ml (z adapterem).  
Jeśli używasz probówek o pojemności 15 ml, do rotora zmieści się tylko 8 lub 6 probówek, w zależności od grubości dekielków, ponieważ spotykają się one na środku.

#### **Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).**

- rotor 12 x 15 ml - kat CD04-15
- adapter do rotora, 12 szt - kat CD04-A15
- adapter-mat do rotora, 12 szt - kat CD04-A15plug