

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/452024-termohigrometr-wskazowkowy-tfa-dostmann-p-966.html>



45.2024 Termohigrometr wskazówkowy (TFA Dostmann)

Cena brutto	42,80 zł
Cena netto	34,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	45.2024
Kod producenta	45.010329
Kod EAN	4009816040404
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu



Mały termohigrometr wskazówkowy typ **45.2024** renomowanej firmy **TFA Dostmann**.



Produkt niemiecki

Główne cechy.

- » kontrola pomieszczeń magazynowych, administracyjnych i aptecznych, pomiary w warunkach wewnętrznych
- » intuicyjne, czytelne wskazanie
- » duże cyfry na panelu, wyróżnienie grubszą kreską co 5 jednostek
- » zaznaczone kontrastowym kolorem strefy komfortu, optymalnych warunków w pomieszczeniach
- » wygodne gabaryty, lekka, kompaktowa budowa z chromowanego, osłona z wysokoprzejrzystego tworzywa
- » przyrząd wskazówkowy, nie wymaga użycia baterii
- » ucho do zawieszenia na ścianie
- » gwarancja 2 lata

Dane techniczne.

zakres pomiarowy	0...+40 °C	15...100 % RH
rozdzielczość wskazania	1 °C	5 % RH
wymiary	Ø 71 x 23 mm	
ciężar	ok. 26 g	
numer katalogowy TFA	45.2024 (wzór opatentowany)	

Zastrzegamy prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub z modyfikacji modelu przez producenta.

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**

Producent: TFA Dostmann

Producent:

TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim-Reicholzheim
Niemcy/Deutschland

tel.: [+0049 9342 308-0](tel:+004993423080)

e-mail: info@tfa-dostmann.de

Strona internetowa producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/>

Wyszukiwarka polskich instrukcji obsługi na stronie producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals/>

Wyszukiwarka deklaracji zgodności na stronie producenta:
<https://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/ce/>

Informacje dodatkowe odnośnie bezpieczeństwa

Produkt nie posiada znaku bezpieczeństwa **CE**.
certyfikacja nie dotyczy przyrządów nielektronicznych.

*Przechowywać i użytkować przyrząd poza zasięgiem
dzieci oraz osób, których stan może prowadzić
do niewłaściwej oceny lub zaburzeń oceny
ryzyka eksploatacji.*

*Przyrząd nie jest zabawką, artykułem agd
ani medycznym przyrządem diagnostycznym.*