

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/czasza-grzejna-typ-655-100-ml-auxilab-nahita-p-3200.html>

## Czasza grzejna typ 655, 100 ml (Auxilab / Nahita)



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Dostępność       | <b>Krótki czas realizacji</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>JGD002</b>                 |
| Producent        | <b>Auxilab</b>                |

### Opis produktu

# AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies

# Nahita

Czasza grzejna typ **655 100 ml**

#### Główne cechy

- regulacja temperatury do 370°C
- obudowa z lakierowanej stali
- dobra izolacja termiczna pomiędzy czaszą a obudową, z wełny mineralnej
- elementy grzejne ze stali chromoniklowej
- w zestawie uchwyt do statywu prętowego

#### Dane techniczne czaszy grzejnej **655 100 ml**

- ▶ pojemność 100 ml
- ▶ temperatura maksymalna +370°C
- ▶ /rozdzielczość ustawiana pokrętkiem
- ▶ średnica wewnętrzna 70 mm
- ▶ głębokość 45 mm
- ▶ pobór mocy 100 W
- ▶ posiada certyfikat CE

