

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/czasza-grzejna-typ-655-5000-ml-auxilab-nahita-p-3206.html>



Czasza grzejna typ 655, 5000 ml (Auxilab / Nahita)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	JGD008
Producent	Auxilab

Opis produktu

AUXILAB S.L.



Material de laboratorio
Laboratory supplies

Nahita

Czasza grzejna typ **655 5000 ml**

Główne cechy

- regulacja temperatury do 370°C
- obudowa z lakierowanej stali
- dobra izolacja termiczna pomiędzy czaszą a obudową, z wełny mineralnej
- elementy grzejne ze stali chromoniklowej
- w zestawie uchwyt do statywu prętowego

Dane techniczne czaszy grzejnej **655 5000 ml**

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ▶ pojemność | 5000 ml |
| ▶ temperatura maksymalna | +370°C |
| ▶ /rozdzielczość | ustawiana pokrętkiem |
| ▶ średnica wewnętrzna | 240 mm |
| ▶ głębokość | 140 mm |
| ▶ pobór mocy | 800 W |
| ▶ posiada certyfikat | CE |

