

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/waga-analityczna-pol-mikro-ap-125-120g42g-0-1mg0-01mg-kalwewn-p-2891.html>



Waga analityczna pół-mikro AP-125 (120g/42g / 0,1mg/0,01mg /kal.wewn.)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	AP-125
Kod producenta	AP-125
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Waga analityczna pół-mikro (semi-mikroanalityczna) typu **AP-125**

Nowoczesna i ekonomiczna waga laboratoryjna, z rewolucyjnym systemem ważenia **UNIBLOC**. Jest to gwarancją najwyższej jakości, precyzji ważenia, szybkości działania oraz niezawodnej i stabilnej pracy w różnych warunkach. Waga wyposażona jest w system automatycznej kalibracji odważnikiem wewnętrznym.



Główne cechy

- odporna, metalowa, łatwa w czyszczeniu obudowa
- czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD
- szybka, intuicyjna obsługa, przejrzysty panel obsługowy
- automatyczne dopasowanie do warunków pracy
- kalibracja odważnikiem **wewnętrznym**
- możliwe są 3 rodzaje kalibracji
 - automatyczna, po zmianie temperatury otoczenia
 - automatyczna, z zadaniem przez użytkownika interwałem czasowym
 - manualna, po naciśnięciu przycisku CAL

-
- osłona przeciwpodmuchowa
 - szklana szafka o dużej przestrzeni roboczej
 - osłona przeciwpyłowa
 - szalka ze stali nierdzewnej
 - zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - możliwość podwieszenia - ważenie pod wagą
 - funkcje dodatkowe, np:
 - receptury
 - liczenie elementów
 - ważenie %
 - oznaczanie gęstości
 - różne jednostki ważenia
 - interfejs komunikacyjny RS232
 - możliwość transferu danych online do Windows
 - interwał transmisji definiowany przez użytkownika
 - dostępna **legalizacja pierwotna** producenta
 - generowanie protokołu zgodnego z **GLP/GMP**
 - **5 lat** gwarancji

Dane techniczne

zakres ważenia Max	42g/120 g
działka odczytowa d	0,01mg/0,1 mg
powtarzalność	0,05/0,1 mg
liniowość	+/-0,1/0,2 mg
średnica szalki	Ø 80 mm
kalibracja	wewnętrzna
czas stabilizacji	15/3 sekundy
wymiary	220 x 330 x 310 mm
ciężar	7 kg

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno)

świadcstwo wzorcowania

legalizacja pierwotna producenta