

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wagosuszarka-pmb-53-50adam-equipment-p-3408.html>



## Wagosuszarka PMB 53 (50g/ADAM Equipment)

| Dostępność       | Krótki czas realizacji |
|------------------|------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>PMB 53</b>          |
| Kod producenta   | <b>PMB 53</b>          |
| Producent        | <b>ADAM equipment</b>  |

### Opis produktu



Proponujemy wagosuszkarkę / analizator wilgotności renomowanego angielskiego producenta

Model **PMB 53**

#### Cechy ogólne.

Dzięki prostej obsłudze i krótkiemu czasowi reakcji wagosuszarki **PMB** oferujemy najwyższą jakością i funkcjonalnością w swojej klasie. Funkcja automatycznego ustawiania testu umożliwia łatwe przywołanie w celu czystego testowania tych samych materiałów bez dodatkowego programowania przez użytkownika. Interfejsy USB i RS-232 zapewniają połączenia komputera i drukarki do przechowywania programów testowych i wyników. Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne do dokonywania odczytów, co daje użytkownikom całkowitą swobodę gromadzenia danych na hali produkcyjnej lub w terenie. Pojedyncza żarówka halogenowa o mocy 400 W ogrzewa próbki w krokach co 1 °C. Trzy opcje ogrzewania dają użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu metod testowania i temperatur dla różnych materiałów.

#### Urządzenie.

- Odporna na zarysowania aluminiowa obudowa chroni elementy wewnętrzne.
- Klawisze oznaczone kolorami ułatwiają szybkie rozpoznanie najczęściej używanych przycisków.
- Podnośnik szalki umożliwia łatwe umieszczanie i usuwanie próbek.
- Dostępny jest interfejs RS-232, zapewniający szybkie połączenie z komputerami i drukarkami.
- Host USB dla karty pamięci i interfejsu USB I/O.
- Dostępny interfejs USB do transmisji danych.
- Zakres temperatur od 50 °C do 160 °C w przyrostach co jeden stopień.

#### Oprogramowanie.

- Trzy ustawienia podgrzewania próbki obejmują wzrost, temperaturę stopniową i temperaturę pojedynczą.
- Siedem wstępnie ustawionych trybów suszenia umożliwia rutynowe testowanie kilku produktów.
- Dźwiękowy alarm przeciwdziałania ostrzega o przekroczeniu pojemności.
- Testowanie można ustawić tak, aby uruchamiało się automatycznie po zamknięciu pokrywy.
- Kalibracja dla temperatury i masy.
- Wielokolorowy wyświetlacz.
- Szybka i łatwa konfiguracja za pomocą klawiatury.
- Funkcja zerowego zresetowania zapewnia powrót wyświetlacza do zerowego odczytu
- Pamięć wewnętrzna przechowuje 49 różnych receptur i do 99 wyników testów, a dodatkowe wyniki testów i ustawiennia można zapisać na dysku flash.

#### Wyświetlacz.

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych.
- Programowalne podświetlenie można ustawić na „zawsze włączone”, „zawsze wyłączone” lub „podświetlenie tylko podczas ważenia”.
- Monitor wydajności wbudowany w wyświetlacz do łatwego monitorowania ewentualnych przeciwwag.

#### Wydruk.

- Współpraca z drukarką zewnętrzną.
- Raporty GLP / ISO.

#### Zasilanie.

- Przewód sieciowy.

#### Dane techniczne.

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne | 50 g                                                                                                     |
| Działka odczytowa     | 0,001 g / 0,01%                                                                                          |
| Powtarzalność         | 0,001 g                                                                                                  |
| Linijowość            | 0,002 g                                                                                                  |
| Jednostki ważenia     | g, % M, % S, ATRO% M, ATRO% S                                                                            |
| Kalibracja            | zewnętrzna (odwrotnik zamawia się osobno)                                                                |
| Czas stabilizacji     | 3,0                                                                                                      |
| Rozmiar szalki        | śred. 100 mm                                                                                             |
| Technologia grzewcza  | jedna 400W lampa halogenowa                                                                              |
| Temperatura grzania   | 50 °C do 160 °C, w przyrostach co jeden stopień                                                          |
| Pamięć                | Pamięć wewnętrzna przechowuje do 99 wyników testów i 49 programowalnych ustawień użytkownika.            |
|                       | Zewnętrzny napęd USB zapewnia nieograniczone przechowywanie danych wyników badań i ustawień użytkownika. |
| Zasilanie             | sieciowe, przewód zasilający                                                                             |
| Obudowa               | odlewno aluminiowa                                                                                       |
| Interfejs             | RS-232, USB                                                                                              |
| Temperatura pracy     | 0...40 °C                                                                                                |
| Wymiary               | 250 x 350 x 185 mm (szer. x gł. x wys.)                                                                  |
| Dopuszczenia          | posiada znak CE                                                                                          |
| Wyświetlacz           | podświetlany LCD, wysokość cyfry 24 mm                                                                   |

#### Akcesoria (zamawiane osobno).

|            |       |                                                                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 104008036  | ..... | Stół antywibracyjny                                                  |
| 1070010636 | ..... | Zestaw do kalibracji temperatury                                     |
| 301208188  | ..... | Pokrywa pola usługowego                                              |
| 1120011156 | ..... | Drukarka termiczna ATP                                               |
| 3126011263 | ..... | Papier do drukarki termicznej ATP                                    |
| 3126011281 | ..... | Papier do drukarki termicznej ATP (10 szt.)                          |
| 1120011156 | ..... | Drukarka igłowa AIP                                                  |
| 3126011263 | ..... | Papier 57 mm do drukarki AIP                                         |
| 3126011281 | ..... | Papier 57 mm do drukarki AIP (10 szt.)                               |
| 3074010266 | ..... | Kabel RS-232 (modem zerowy)                                          |
| 3074010267 | ..... | Kabel USB                                                            |
| 307140001  | ..... | Jednorazowe szalki na próbki (250 szt.)                              |
| 3070013622 | ..... | Podkładki z waty szklanej                                            |
| 700100046  | ..... | Zamek i kabel typu Kensington (zabezpieczenie przed kradzieżą)       |
| 600002028  | ..... | Adm DU program do gromadzenia danych                                 |
| 700660290  | ..... | Świadectwo wzorcowania (wystawia laboratorium producenta UKAS)       |
| EMS-AW     | ..... | Świadectwo wzorcowania układu grzewczego (wystawia laboratorium EMD) |

---

|           |       |                               |
|-----------|-------|-------------------------------|
| 700100014 | ..... | F1 50g odważnik kalibracyjny  |
| 700100007 | ..... | F1 100g odważnik kalibracyjny |
| 700100012 | ..... | F1 200g odważnik kalibracyjny |

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.