

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wirowka-laboratoryjna-hematokrytowa-ch1424-phoenix-instrument-p-2797.html>



Wirówka laboratoryjna hematokrytowa CH1424 (Phoenix instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	CH1424
Kod producenta	CH1424
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Hematokrytowa wirówka **CH1424** współpracuje z dwoma rotorami:
CH-24-HR do oznaczania objętości erytrocytów w krwi oraz separacji krwi,
CH-24-24-R do ekstrakcji DNA i RNA.

Jej cicha praca gwarantuje **komfort pracy** użytkownika

Nieskomplikowana obsługa i sterowanie zapewnione są poprzez zastosowanie przejrzystego panelu obsługowego z klawiszami kontrolnymi, pokrętką sterującym i podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Dla **bezpieczeństwa obsługi** wirówka wyposażona jest w podwójny system blokady pokrywy, autokontrolę szybkości wirowania oraz system wewnętrznej autodiagnostyki. Rotory są wykonane jako bio-safe a wirówka odpowiada wszelkim międzynarodowym normom, standardom oraz regulacjom.

Przed dostawą każda wirówka **CH1424** jest poddawana sprawdzeniu i dostarczana jest ze świadectwem sprawdzenia.

Główne cechy.

- ▶ system automatycznej diagnostyki, kontrola prędkości wirowania
- ▶ przyjazny dla użytkownika, przejrzysty panel obsługowy z dużym wyświetlaczem LCD
- ▶ możliwość zaprogramowania dwóch parametrów: obrotów RPM lub przyspieszenia G, obydwa są wyświetlane

-
- ▶ możliwość modyfikacji parametrów po osiągnięciu zadanej prędkości wirowania
 - ▶ funkcja PULSE szybkiego, krótkiego wirowania
 - ▶ ustawianie czasu wirowania, odliczanego po osiągnięciu ustawionej prędkości wirowania
 - ▶ gwarancja 2-letnia
 - ▶ indywidualna kwalifikacja wirówki

Dane techniczne.

prędkość	200...14000 rpm (obrotów na minutę)
	ustawiana w krokach co 10
maksymalna RCF	18260 g
czas / timer	0,5...99 minut lub ciągły
poziom hałasu	wymiary 28 x 36 x 26 cm
ciężar	10 kg bez rotora
rotor	hematokrytowy 24 x kapilary (dostarczany w zestawie)
	pozostałe są wyposażeniem opcjonalnym

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

- rotor hematokrytowy 24 x kapilary, z pokrywą - kat CH-24-HR
- rotor DNA/RNA 24 x 1,5/ ml, z pokrywą - kat CH-24-HR
- adapter do rotora, z 2 ml na 0,2 ml, 24 szt - kat CD12-A02
- adapter do rotora, z 2 ml na 0,5 ml, 24 szt - kat CD12-A05