

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/wirowka-laboratoryjna-micro-cd2012-phoenix-instrument-p-2798.html>



Wirówka laboratoryjna Micro CD2012 (Phoenix instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	CD2012
Kod producenta	CD2012
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Szybkoobrotowa wirówka **CD2012** jest szeroko stosowana w analityce, biochemii i biologii molekularnej oraz klinikach, szpitalach i stacjach krwiodawstwa. Typowe zastosowania, to sedymentacja komórek i wirusów, separacja organelli komórkowych czy izolacja molekuł, jak DBNA, RNA, protein i lipidów.

Współpracuje z rotorem 12 x 1,5/2 ml. Bezszcotkowy silnik DC pracuje szybko i lekko, do maksymalnej liczby obrotów 15000 rpm.

Nieskomplikowana obsługa i sterowanie zapewnione są poprzez zastosowanie przejrzystego panelu obsługowego z klawiszami kontrolnymi, pokrętkiem sterującym i wyświetlaczem LCD.

Dla **bezpieczeństwa obsługi** wirówka wyposażona jest w podwójny system blokady pokrywy, autokontrolę szybkości wirowania oraz system wewnętrznej autodiagnostyki. Wirówka odpowiada wszelkim międzynarodowym normom, standardom oraz regulacjom.

Przed dostawą każda wirówka **CD2012** jest poddawana sprawdzeniu i dostarczana jest ze świadectwem sprawdzenia.

Główne cechy.

- ▶ system automatycznej diagnostyki, kontrola prędkości wirowania
- ▶ przyjazny dla użytkownika, przejrzysty panel obsługowy z dużym wyświetlaczem LCD

-
- oraz sygnalizacją dźwiękową
 - ▶ możliwość zaprogramowania dwóch parametrów: obrotów RPM lub przyspieszenia G, obydwa są wyświetlane
 - ▶ możliwość modyfikacji parametrów po osiągnięciu zadanej prędkości wirowania
 - ▶ funkcja PULSE szybkiego, krótkiego wirowania
 - ▶ ustawianie czasu wirowania, odliczanego po osiągnięciu ustawionej prędkości wirowania
 - ▶ gwarancja 2-letnia
 - ▶ indywidualna kwalifikacja wirówki

Dane techniczne.

prędkość	do 15000 rpm (obrotów na minutę) ustawiana w krokach co 100
maksymalna RCF	15100 g
czas / timer	0,5...99 minut lub ciągły
wymiary	26 x 25 x 14 cm
ciężar	6 kg bez rotora
rotor	12 x 1,5/2 ml (dostarczany w zestawie) pozostałe są wyposażeniem opcjonalnym

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

- rotor 12 x 1,5/2 ml, z pokrywą - kat CD12-2P
- adapter do rotora, z 2 ml na 0,2 ml, 24 szt - kat CD12-A02
- adapter do rotora, z 2 ml na 0,5 ml, 24 szt - kat CD12-A05